

CAREFIT™

by ergotron®

CareFit™ Slim Visitenwagen für Monitore oder Laptops

- Volle Funktionalität bei Sitz- und Stehposition
- Einfache Höhenverstellung
- Ausgestattet mit einer langlebigen Oberfläche und dreifach-funktionalen 10,2cm-Rollen für zusätzliche Bewegungsfreiheit
- Integrierte Zubehörablage auf dem Visitenwagen mit Monitor Gelenk für Scanner, Drucker oder Reinigungstücher
- Integrierter Utensilienbehälter auf dem Laptop Visitenwagen bietet übersichtliche Arbeitsfläche
- Scannerhalterung und zusätzliches Hot-Swap-Stromversorgungssystem als Zubehör erhältlich



ULTRA-SCHLANKE VISITENWAGEN GEEIGNET FÜR ALLE
MITARBEITER, ARBEITSABLÄUFE UND -UMGEBUNGEN

Ermöglicht es medizinischem Personal jeglicher Körpergrößen komfortabel und effektiv zu arbeiten und passt sich durch großen Höhenverstellbereich den ergonomischen Bedürfnissen unterschiedlichster Nutzer an. Die leichte Konstruktion macht es einfach, sich überall dort zu bewegen, wo Sie mit Ihrer Arbeit in der Gesundheitseinrichtung unterwegs sind.

Die geringe Tiefe und Standfläche machen diese Wagen zu einer vielseitigen Vor-Ort-Lösung am Bett des Patienten, im Flur und in vielen anderen Bereichen. Sie lassen sich bei Nichtgebrauch platzsparend an der Wand abstellen, wodurch wertvoller Platz zurückgewonnen wird. Zahlreiche Wagenvarianten bieten einzigartige Optionen und Funktionen, um Ihre EMR-Technologie mit dem Maß an Mobilität und Flexibilität auszustatten, das die beste Patientenversorgung unterstützt.

CareFit Slim Visitenwagen mit Monitor Gelenk

VERFÜGEN ÜBER EINE AUSZIEHBARE TASTATUR UND EINE GROSSE ARBEITSFLÄCHE ZUR UNTERSTÜTZUNG GROSSER ALL-IN-ONE-COMPUTER UND MONITORE. ERHÄLTlich MIT ODER OHNE SCHUBLADE.


- 1 Optimiert für schlanke IT-Konfigurationen USFF+Monitor oder AIO 21–27" mit einem Gewicht von bis zu 8,2 kg
- 2 Der Teleskophub ermöglicht eine zusätzliche Höhenverstellung des Monitors von 13 cm
- 3 Geräumige Arbeitsoberfläche von 52,5 x 36,3 cm
- 4 Kommt mit ausziehbarer Tastaturablage sowie ausziehbarer Mausablage (linke oder rechte Seite), welche unter der Tastaturablage verschwindet, wenn nicht in Gebrauch
- 5 Bietet einfache Höhenverstellbarkeit durch Betätigung eines Hebegriffs
- 6 Zubehörablage für Drucker oder Scanner links; Reinigungstücher-Wischtuchhalter rechts
- 7 Hubmotor bietet einen großen vertikalen Verstellbereich von 74–119 cm
- 8 Einfache Ergänzung eines Hot-Swapping-Stromversorgungssystems
- 9 Kompakter Aluminiumguss-Sockel mit langlebiger Oberfläche; mit 10,2 cm Rollen mit drei Funktionen



CareFit Slim Laptop Visitenwagen

SIND FÜR KLEINE LAPTOPS UND TWO-IN-ONE-NOTEBOOKS GEEIGNET. DIE AUSZIEHBARE KABELABLAGE HÄLT KABEL AUSSER SICHTWEITE, UND DER AUSZIEHBARE NETZTEILHALTER BIETET EINFACHEN ZUGANG ZU DEN STROMOPTIONEN. EINFACH VERSTELLBARES HALTEBAND HÄLT TECHNOLOGIE AN IHREM PLATZ.

- 1 Einfach verstellbares Halteband
- 2 Arbeitsfläche 53,3 x 35,3 cm
- 3 Integrierter Stauraum und ausziehbare Kabelablage mit Schnellanschluss-Hardware
- 4 Dreistufiger Hubmotor bietet einen großen vertikalen Verstellbereich von 61,4–124,7 cm
- 5 Super-kompakter Aluminiumguss-Sockel mit langlebiger Oberfläche; beinhaltet 10,2 cm Rollen mit drei Funktionen



CareFit Slim Visitenwagen mit Monitor Gelenk (ohne Schublade)

CareFit Slim Visitenwagen mit Monitor Gelenk (mit Schublade)

CareFit Slim Laptop Visitenwagen

Artikelnummer (weiß/warmgrau)	C50-2500-0	C50-2510-0	C50-1100-0
Monitorgröße	Optimiert für schlanke IT-Konfigurationen USFF + Monitor 21–27" bis zu 8,2 kg		—
Arbeitsfläche	52,5 x 36,3 cm		53,3 x 35,3 cm
Grundfläche	53,3 x 35,3 cm		42 x 31 cm
Hub	44,5 cm		62,5 cm
Höhenverstellung	74–119 cm		61,4–124,7 cm
Produktgewicht	30,6 kg		17 kg
Versandabmessungen	77,3 x 61,6 x 100 cm		70 x 47 x 71 cm
Versandgewicht	42,4 kg		29 kg
Garantie	5 Jahre		

Weitere Unterlagen zum Download erhältlich unter ergotron.com
 Für weitere Informationen:
 NORDAMERIKA 800.888.8458 / +1.651.681.7600 / sales@ergotron.com
 EMEA +31.33.45.45.600 / info.eu@ergotron.com
 APAC apaccustomerservice@ergotron.com
 OEM info@oem.ergotron.com

© Ergotron Inc. 01.03.2019
 Literatur in den USA erstellt
 Inhaltliche Änderungen vorbehalten
 Ergotron-Produkte sind nicht zur Heilung, Behandlung, Linderung oder Vermeidung von Erkrankungen gedacht

